

VisorPlus

VISIERA PROTETTIVA PARASCHIZZI

MADE IN ITALY

CODICE PRODOTTO

PA26475

DESCRIZIONE PRODOTTO

Visiera protettiva riutilizzabile per l'intero volto.
Protezione efficace contro polvere, schizzi e saliva di terzi.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

- A. Base di appoggio
- B. Schermo
- C. Fascia elastica
- D. Cuscinetto

COMPOSIZIONE

- Base di appoggio: Polipropilene (PP), in accordo con la normativa 2002/95/CE (RoHS).
- Schermo: Poliestere (A-PET), spessore 0,3 mm in accordo con le direttive 2001/58/CE, 1907/2006/CE (REACH), 453/2010 (UE).
- Fascia elastica: 60% filato di poliestere, 40% gomma da lattice*, certificato OEKO-TEX Standard 100.
- Cuscinetto: gommapiuma.

* La fascia elastica contiene lattice di gomma naturale che può causare reazioni allergiche in soggetti sensibili.

ISTRUZIONI PER L'INDOSSAMENTO

- Applicare il cuscinetto in gommapiuma (D) nella sede rettangolare della base di appoggio (A), vedi fig. 2.
- Inserire la fascia elastica (C) nelle asole della base (A), vedi fig. 3.
- Premere i fori dello schermo (B) sui pioli della base (A), iniziando dal foro centrale. Assicurarsi che le due parti siano propriamente agganciate.
- Regolare la fascia elastica a misura se necessario.

METODO DI STERILIZZAZIONE

- Pulire regolarmente la visiera con soluzione alcolica o con detergenti.
- Asciugare accuratamente tutti gli accessori.

AVVERTENZE

Il prodotto non è da considerarsi un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI). Non costituisce un Dispositivo Medico (DM). Non ha marcatura CE. Rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le misure anti contagio attualmente in vigore.

Prima dell'uso, leggere attentamente il foglio illustrativo e conservarlo per ulteriori consultazioni, se avete dubbi sull'interpretazione del contenuto contattare il rivenditore o il fabbricante.

Si consiglia di pulire e di verificare l'integrità degli accessori prima e dopo ogni utilizzo e di sostituirli in caso di danneggiamento.

Questo prodotto non è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare tutti i componenti in un luogo fresco e asciutto.



PRODUTTORE

Bertoli Antonio Srl
Via Cercione, 18
24060 – Castelli Calepio (BG) – Italy

www.bertoli.it



video montaggio

